

**Título:** Montagem de sala para SVUE – Sala das vias aéreas**Código:****1ª versão:**  
01/08/2023**Atualização:**  
**Versão nº: 01****POP nº:06****Página <sup>1</sup> de 3****Aprovador da unidade:** Maria do Carmo Barros de Melo**Responsável Técnico:** Cecília de Oliveira Carvalho Faria**Histórico de revisão:****Quem:** Auxiliar de Enfermagem ou Enfermeiro**Objetivo(s):**

Proporcionar ambiente organizado e limpo

Proporcionar o bom andamento das aulas

**Descrição do Procedimento:****INÍCIO****1. Materiais necessários:**

- 01 Caixa de luvas de procedimentos
- 01 Almotolia com álcool em Gel
- 01 Almotolia com álcool 70%
- 01 frasco com algodão
- 03 cabeças de intubação de adulto
- 02 cabeças de intubação bebê
- 01 folha de medicação urgência pediátrica HC/UFMG
- 04 cabos de laringoscópio com pilhas compatíveis
- 02 conectores (para O2 e aspiração)
- 07 compressas (1 para cada cabeça e 2 avulsas)
- 05 estetoscópios
- 05 fios guia (tamanho de acordo com os tubos)
- 01 HOOD
- 01 máscara de Venturi completa
- 01 cateter nasal
- 01 máscara com válvula não reinalante e reservatório
- 01 máscara laríngea
- 04 abaixadores de língua

**Título:** Montagem de sala para SVUE – Sala das vias aéreas**Código:****1ª versão:**  
01/08/2023**Atualização:**  
**Versão nº: 01****POP nº:06****Página <sup>2</sup> de 3****Aprovador da unidade:** Maria do Carmo Barros de Melo**Responsável Técnico:** Cecília de Oliveira Carvalho Faria

- 04 lâminas curvas tamanho 4
- 04 tubos orotraqueais tamanho 7 ou 7,5
- 04 sondas de aspiração tamanho 12
- 04 cânulas de Guedel tamanho 4 ou 5
- 03 unidades ventilatórias manuais de adulto completas
- 02 unidades ventilatórias de criança completas
- 04 frascos de lubrificante para intubação
- 04 Seringas de 10 ml

**Descrição do procedimento:**

1. Higienizar as mãos
2. Higienizar o material antes da montagem da sala se necessário.
3. Colocar todo material no carrinho de transporte.
4. Distribuir os materiais nas mesas da sala, deixando cada cabeça de intubação com uma unidade do material relacionado acima.
5. Verificar a agenda para saber se será necessário recolher o material. Se for necessário recolher, colocá-los no almoxarifado.
6. Desligar as luzes e manter o ar condicionado em 22°C.

**FIM**

**Em caso de não conformidade:** Comunicar ao enfermeiro do turno quando o procedimento não for realizado para nova programação.

**Referências:**

Brasil. **Decreto n.94.406/87. Regulamenta a lei n. 7498/86, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências.** Brasília; 1987. Disponível em: <http://www.portalconfen.com.br>.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. **Lei n. 7.498**, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Disponível em: <http://www.portalcofen.com.br>.

*Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, ou qualquer outro, sem a permissão expressa da Diretoria da Faculdade de Medicina da UFMG Lei Nº 9.610/98.*



## Procedimento Operacional Padrão



<b>Título:</b> Montagem de sala para SVUE – Sala das vias aéreas			<b>Código:</b>
<b>1ª versão:</b> 01/08/2023	<b>Atualização:</b> <b>Versão nº: 01</b>	<b>POP nº:06</b>	<b>Página <sup>3</sup> de 3</b>
<b>Aprovador da unidade:</b> Maria do Carmo Barros de Melo		<b>Responsável Técnico:</b> Cecília de Oliveira Carvalho Faria	

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN 564/2017 **Código de ética dos profissionais de enfermagem**. Disponível em: [http://www.confem.gov.br/resolucao-confem-no-5642017\\_59145.html](http://www.confem.gov.br/resolucao-confem-no-5642017_59145.html).